

Wat voor verband heeft u gekregen?

Na uw operatie is uw operatiewond verbonden met een speciaal verband. Dit verband heet AQUACEL® SURGICAL en bestaat uit een absorberend gedeelte en flexibele, waterproof laag die zorgt voor een comfortabel gevoel.

Waarom heeft u dit verband gekregen?

AQUACEL® SURGICAL verband is een comfortabel en flexibel verband, dat ervoor zorgt dat u kunt blijven bewegen en eventuele oefeningen gemakkelijker kunt uitvoeren. Het verband kan veel vocht absorberen en vasthouden. Het is de bedoeling dat het verband zo lang mogelijk tot maximaal 7 dagen blijft zitten. Dit voorkomt onnodige verbandwisselingen en verkleint het risico op blaarvorming. Het verband vormt een barrière voor bacteriën en virussen¹, waardoor de kans op een wondinfectie zo klein mogelijk wordt gehouden.

Wat kunt u van dit verband verwachten?

Het is heel normaal als er direct na de operatie bloed en/of vocht vrijkomt. AQUACEL® SURGICAL verband zal dit absorberen en vasthouden. Hierdoor zal het verband van kleur veranderen. Hoe dat eruit ziet, kunt u zien op afbeelding 1 en 2 hiernaast. De foto's laten normale voorbeelden zien van verbanden die wondvocht met bloed absorberen. Dit kan absoluut geen kwaad. De operatiewond zal hieronder goed genezen.

Wanneer moet het verband vervangen worden?

AQUACEL® SURGICAL verband kan tot maximaal 7 dagen blijven zitten. Maar als het verband zich helemaal heeft volgezogen, moet het worden vervangen. Dit kunt u zien doordat het verband wat is opgezwollen en er wondvocht of bloed onder de randen van het verband loopt (zie afbeelding 3)

Mag u naar huis?

Voordat u naar huis gaat, kan het zijn dat uw wond beoordeeld wordt door uw zaalarts of door een specialistisch verpleegkundige. Afhankelijk van de toestand van de operatiewond en/of het verband zal dan besloten worden of een verbandwisseling nodig is.



1. Gedeeltelijke verzadiging: NIET vervangen



2. Gedeeltelijke verzadiging: NIET vervangen

Wanneer is het verstandig uw arts te raadplegen als u thuis bent?

- U voelt zich ziek of koortsig
- Bij ongebruikelijk veel pijn en roodheid van de operatiewond
- De operatiewond voelt warm en gezwollen aan
- Er komt heel veel vocht uit de wond

Hoe kan het verband verwijderd worden?

Maak een hoekje van het verband iets los en trek daarna evenwijdig aan de huid, dus horizontaal aan het verband. Het verband laat nu los. Mocht dit lastig gaan dan kunt u met een schoon, vochtig washandje met zeep telkens langs de vrijgekomen rand van het verband wrijven.



3. Volledige verzadiging: WEL vervangen



4. Druk het verband goed aan

Hoe breng ik een nieuw verband aan?

- 1 Maak de huid rondom de operatiewond goed schoon en droog
- 2 In geval van een knie, moet u deze een beetje buigen, zie afbeelding 3
- 3 Neem het verband uit de verpakking en verwijder de beschermfolie
- 4 Raak de plaklaag zo weinig mogelijk met de vingers aan
- 5 Zorg dat de wond zowel in de lengte als in de breedte in het midden van het verband komt
- 6 Druk het verband 1 minuut overal goed aan met uw handen. De warmte van uw handen zorgt ervoor dat het verband goed zal hechten (zie afbeelding 4)

Let hier ook op:

- Als u mag douchen, kan het verband gewoon blijven zitten, want het is waterproof. Na het douchen kunt u het verband het beste droog deppen, niet wrijven.
- Probeer tijdens het aankleden te voorkomen dat u met uw (onder)broek langs het verband schuurt. Probeer dat ook te doen als u in bed ligt.
- Is de wond genezen? Dan heeft u geen AQUACEL® SURGICAL meer nodig maar mag er nog wel een gewone pleister overheen als u dat prettiger vindt.